



DMEM/F12 培养基

【产品名称】 通用名称：DMEM/F12培养基。

【包装规格和货号】 500mL/瓶；RG-CE-3。

【预期用途】 DMEM/F-12 是 DMEM (Dulbecco' s Modified Eagle Medium) 和 F-12 (Ham' s F-12) 按 1:1 体积比例混合 的培养基，结合了 DMEM 的高营养成分和 F-12 的微量元素、维生素，适用于多种贴壁细胞、干细胞、原代细胞和上皮细胞培养。

【主要组成成分】 主要成分为葡萄糖、生物素、氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠、亚铁、泛酸等。

【储存条件及有效期】

2-8℃保存，有效期12个月。 生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】 (供参考)

◇本产品无需稀释，已完成除菌处理，可直接使用。根据实验需求，可添加胎牛血清等成分后使用。

【注意事项】

- ◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。
- ◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】 本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01