



# 一抗专用稀释液 A

**【产品名称】** 通用名称：一抗专用稀释液A。

**【包装规格和货号】** 100mL/瓶。

**【预期用途】** 一抗专用稀释液A是一款针对免疫检测实验（如Western Blot、IHC、ELISA等）优化的一抗稀释液。

**【主要组成成分】** 主要成分增加了稳定蛋白和优化反应的PB缓冲液。

**【储存条件及有效期】**

2-8°C保存，有效期12个月。 生产日期及失效日期见标签。

**【使用方法】（供参考）**

◇按照抗体/蛋白的浓度使用本稀释液进行稀释到所需的终浓度即可。

Note：本产品更适用为种源为兔源的抗体

**【注意事项】**

◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。

◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

**【实验方法的局限性】** 本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

**【基本信息】**

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

**【版本信息】**

R01