



| 探针专用稀释液 A

【产品名称】 通用名称：探针专用稀释液A。

【包装规格和货号】 50mL/瓶。

【预期用途】 探针专用稀释液可稳定探针活性，降低背景噪音，优化结合条件，提高实验灵敏度和重复性。

【主要组成成分】 主要成分增加了溶解探针和优化反应体系的缓冲液。

【储存条件及有效期】

2-8°C保存，有效期12个月。 生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】（供参考）

◇按照探针的浓度使用本稀释液进行稀释到所需的终浓度即可。

【注意事项】

◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。

◇本试剂有存在潜在污染性，处理试剂和样本时务必戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】 本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01